

## Focus · AFO · Dropfods-skinne



Unikt design i kulfiber. Ortosen er superlet, flytbar og fremstillet med en meget tynd fleksibel og energilagrende sål. Skinnen har kontrolleret bevægelse i ankelleddet, samt middel til høj valgus-/varuskontrol. Herudover kan den styre let hyperekstension i knæleddet.

Skinnen er specielt udviklet med henblik på det proprioceptive aspekt og kan yderligere forsynes med et sensomotorisk indlæg for at mindske evt. spasticitet. Det store frontstykke giver behagelig totalkontakt med benet og fordeler derved trykket på størst muligt område. Passer i det mest almindelige fodtøj og kan monteres med en hånd.



**Indikationer:** peronæus parese, hemiplegi, multiple sclerosis, polio og andre neurologiske lidelser.

**Kontraindikationer:** diabetes, kraftig spasticitet, kraftigt ødem, lav sensibilitet.



### Focus · AFO · Dropfods-skinne


Bandagisten analyserer det aktuelle behov for: fjederkraft, stabilitet, energilagring og polstring.

Herefter bestemmes, i samråd med patienten, skinnens farve.



Efter bandagistens måltagning, fremstilles den individuelle skinne af vores tekniske afdeling.

Fremstilles i ultratynd kulfiber med dorsalled i aluminium/ stål.



**BANDAGIST JAN NIELSEN A/S**

Frederiksborggade 23 · 1360 København K · Tlf.: 33 11 85 57 · Fax 33 32 02 16

Sundholmsvej 73 · 2300 København S · Tlf.: 32 57 45 30 · Fax: 32 57 45 29

E-mail: [butik@bajn.dk](mailto:butik@bajn.dk)